

Denseo Kit Maquillaje

El Kit Maquillaje consta de 21 lápices de colores para la caracterización de todo tipo de cerámicas. Presenta las siguientes ventajas:

1. **Universal:** es Independiente del tipo cerámica. No importa que sean de baja o alta cocción ni del material de base. 1 kit de caracterización para todo.
2. **Aplicación fácil:** Al ser un lápiz, la aplicación es muy sencilla y siempre está listo para utilizar. Solo se gira la tapa trasera y la cantidad deseada saldrá por la punta del lápiz. Una vez utilizado se cierra bien y no se secará.
3. **Manejo fácil:** Ya que es liquido se pueden mezclar con facilidad los colores entre si o con un diluyente. Manejo higiénico.
4. **Consistencia:** El material es semilíquido y no tiene gránulos.
5. **Económico:** Puesto que ni es polvo ni liquido, la mezcla siempre es óptima. No se desperdicia material al mezclar y sólo se utiliza lo que se necesita.
6. **Circonio:** También es posible aplicar los colores directamente sobre la estructura de dióxido de circonio antes de cargar la cerámica. Así se consigue un aspecto de profundidad.
7. **La temperatura** Se adapta a la temperatura de la cerámica desde 700°C hasta 990°C. De esta manera evitamos redondear caras oclusales y deformaciones en nuestro modelado.
8. **Devolución:** Los lápices de colores vienen sellados. Si al cabo de 11 meses no han sido utilizados, se pueden canjear por los colores que se utilizamos habitualmente.
9. **Regalo:** Con la primera compra de un Denseo Kit de Maquillaje, regalamos 1 lápiz de blanqueamiento para aclarar cerámicas en el horno por un valor de 139,- €

